

OCEA - Chariot de douche à hauteur variable hydraulique

Hauteur variable hydraulique de 59 à 96cm

Commandes d'élévation bilatérales

Barrières inox escamotables sous le plan de couchage pour faciliter les transferts du lit au chevet

Inclinaison du dessus de 3°

Coussin repose tête amovible

4 roues ø150 mm dont 3 à freins et une directionnelle

Capacité de 200Kg

Bâche en polyester enduit de PVC renforcé

Traitement anticorrosion

Barres de poussée soudées en acier inoxydable

4 pare-chocs

La bâche est soudée avec des larges soudures afin de faciliter le nettoyage. Bonde soudée.

Tuyau d'évacuation de ø50mm avec collier de maintien.

Tuyau d'évacuation lisse afin d'éviter la rétention des germes et mauvaises odeurs. Anneau de maintien du tuyau pour éviter les fuites d'eau lors du déplacement du chariot



Options:

4 roues à freinage centralisé

Proclive variable 0-5°