

ECHOGRAPHE EDAN U-60 Couleurs

Solutions médicales complètes aux praticiens médicaux à travers le monde, EDAN a conçu ce modèle pour être polyvalent, intuitif et puissant.

Numériser plus de patients à travers plus d'applications avec plus de confiance!



L'échographe numérique U60 EDAN peut être utilisé pour une multitude d'applications.

Son grand écran haute résolution 15pouces permet l'évaluation de structures et de détails même infimes.

Les différentes couleurs permettent une meilleure évaluation des échographies et peuvent également être conjuguées à la fonction Doppler.

L'échographe U-60 d'EDAN est livré avec un logiciel complet de mesure et de calcul intégré.

Il dispose aussi d'un doppler pulsé (PW) fournissant toutes les informations hémodynamiques.



Caractéristiques de l'échographe U-60:

- Panneau de commande ultra intuitif et très ergonomique.
- Fonction doppler pulsé et continu
- Ecrans multilingues
- Ecran haute résolution 15
- Deux prises pour sonde
- Modes d'affichage: B, B+B, 4B, B+M, M, B+PW, B+Couleur, B+Couleur+PW, B+PDI/DPDI, B+PDI/DPDI+PW, B+CW, B+Couleur+CW, B+PDI/DPDI+CW
- Temps de démarrage : moins de 30 secondes
- Batterie lithium rechargeable assurant 90 minutes d'utilisation continue (incluse de base avec l'échographe)
- Disque dur intégré de 500 GB
- Ports périphériques : VGA, Vidéo composée et USB

Dimensions : 22 x 32 x 33 mm

Poids : 7.6 Kg

L'échographe U50 est idéal pour les utilisations suivantes :

- médecine générale
- échographie abdominale
- gynécologie
- orthopédie
- cardiologie
- urologie
- petites structures

 **MEDILOR**
Your Medical Partner


EDAN

L'échographe U-60 est livré en standard avec:

- 1 Sonde au choix ; voir ci-dessous.
- Software en Français.
- Manuel d'utilisateur en Français.
- Batterie Rechargeable Lithium-ion.

En option:

- Sondes micro convexe, transvaginale, endorectale
- Trolley mobile
- Imprimante
- Sac de transport



Prix tva comprise

MEDILOR, Fourquepire 11 à 7890 Ellezelles Tél 068 44 78 65 E-mail: info@medilor.be