

Dénéo



Jusqu'à 200Kg de capacité, position d'urgence instantanée, hauteur variable de 51cm à 71cm ou hauteur fixe de 55cm, sellerie bodyshape au design rassurant, concept Sit'n Go ... chaque élément du fauteuil de prélèvement Deneo a été pensé pour faciliter le prélèvement sanguin. Personnalisez dès aujourd'hui votre fauteuil grâce au large choix de coloris.



*Hauteur fixe (55cm) ou hauteur variable hydraulique (assise réglable de 51 à 71cm)
Sellerie monobloc sans couture (Bodyshape)
Revêtement M1 mousse épaisseur 30mm, densité 40kg/Structure et base circulaire en acier finition époxy gris nuage (sauf réf. 80010-02R et 80015-02R)*

*2 appui-bras amovibles sur rotules
2 poignées d'appui polyuréthane intégrées au niveau de l'assise*

Capacité jusqu'à 200kg