



## Quest Cardio

Le Quest Cardio Promotal est un **divan d'examen cardiologique électrique à hauteur variable**. Conçu sur la base référence en divan d'examen, il vous assure une grande facilité d'utilisation. L'accueil de vos patients est particulièrement favorisé grâce à sa grande amplitude en hauteur variable et à son dossier réglable.



- Découpe latérale pour examen cardiologique
- Largeur sellerie 65cm
- Hauteur variable électrique de 54 à 94cm
- Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
- Commande manuelle ou au pied
- Patins de réglage sous piètement ou Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé Block'n Roll®
- Capacité jusqu'à 200kg
- Support rouleau papier (longueur maxi 50cm – ø 12,5cm)
- 12cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne
- Structure acier avec finition époxy gris nuage

### CONFORT

Mouvements électriques doux

Possibilité de combiner pédale et commande manuelle

### HYGIÈNE

Facilité de déplacement : Système Block'n Roll (selon modèle)

Toutes les parties exposées sont accessibles au nettoyage  
Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)

### SÉCURITÉ

Pieds en H très stable

Bras d'élévation robustes

Capacité jusqu'à 200kg

Proclive - Déclive (selon modèles)

Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)

### ACCESSIBILITÉ

Hauteur variable de 54 à 94cm

Découpe latérale pour examen cardiologique

Compatible avec un lève-malade