

Titanox électronique 20 L

- Stérilisateur à air chaud
- Temporisateur 0 à 250 minutes
- Automatique avec réglage digital
- Volume utile : 20 L.

TITANOX

Structure extérieure en acier.
Deux étages intérieurs réglables, porte et contre-porte complètement construits en acier inoxydable 18/10. Structure intérieure et porte avec garniture en caoutchouc de silicone atoxique, isolée avec fibres en verre.
Résistance armée en acier inoxydable.
Fermeture à clé.



Tunnels d'aération réglables, placés sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour le réglage et la circulation de l'air, utile pour le refroidissement rapide de l'appareil.
Fonctionnement électronique C.P.S. Mode d'emploi: continu (stand by) ou temporisé.
Temporisateur de 0 à 250 minutes.
Distribution de la chaleur optimale.
Indication automatique d'éventuels problèmes d'alimentation (en cas de manque de tension, le programme repartira du début). 230V – 50/60 Hz.

Emag - Emmi Steri 15



Les poupinel à air chaud sont conçus pour la petites boîtes à instruments. Entièrement automatiques, ils sont dotés d'une minuterie et d'un sélecteur de température.
Double paroi garantissant une bonne isolation.
Intérieur en acier inoxydable avec panier amovible en acier inoxydable.



Dimensions extérieures de l'appareil : (Lxlxh) 310 x 190 x 180 mm
Dimensions intérieures de l'appareil : (Lxlxh) 245 x 120 x 70 mm
Panier : (Lxlxh) 230 x 110 x 28 mm



 **MEDILOR**
Your Medical Partner

* Attention: un poupinel à air sec n'est pas considéré comme un stérilisateur.