



Ritter®

by MIDMARK



RITTER 204 - LE FAUTEUIL D'EXAMEN À HAUTEUR FIXE MIDMARK
Ce fauteuil est un concentré de bonnes idées !

Fauteuil le plus vendu dans le monde, le Ritter 204 est particulièrement adapté aux cabinets exigus car il est à la fois polyvalent et très compact.

Etriers intégrés, marchepied escamotable, rangements incorporés...

Ses 5 tiroirs, dont 3 latéraux accessibles de chaque côté vous assure une très grande flexibilité lors de l'examen de votre patient.

Ritter 204 « PREMIUM »

Visible dans notre show-room

POUR UNE SOLUTION D'EXAMEN MÉDICAL COMPACTE ET PRATIQUE, PENSEZ RITTER 204 !

Fauteuil d'examen à hauteur fixe, jusqu'à 225kg de capacité, sellerie large & confortable, facilité d'examen gynécologique ... la table Ritter 204 de chez Midmark vous offre une solution de consultation polyvalente et aux dimensions parfaitement optimisées.

Personnalisez votre fauteuil d'examen médical Ritter 204 grâce aux nombreuses couleurs de sellerie, options et accessoires disponibles.

LES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS DU FAUTEUIL RITTER 204

- Hauteur avec sellerie 84cm
- Dossier inclinable par vérin à gaz
- Coussin de pied rétractable et coulissant
- Sellerie amovible
- Marchepied acier coulissant sur roulettes autobloquantes
- Assise avec tilt manuel (Examen gynécologique)
- Étriers intégrés rétractables et réglables
- Cuvette ABS
- 5 tiroirs monoblocs en polyester (dont 3 avec ouverture bilatérale)
- Porte rouleau papier (longueur maxi 50cm - ø 12cm)
- Bâti en acier, finition époxy



Tabouret Ritter 276



Toutes les informations sont sur www.medilor.be