

Divan Ritter 204

MIDMARK®

Because we care.

LES + DU FAUTEUIL D'EXAMEN RITTER 204

CONFORT

- Sellerie large, anatomique et confortable
- 5 tiroirs : 3 latéraux, 2 frontaux
- Tiroirs accessibles des 2 côtés (possibilité de disposer la table au centre du cabinet)
- Étriers intégrés escamotables
- Inclinaison d'assise 5° (tilt)
- Large choix de selleries
- Sangle de maintien du papier

HYGIÈNE

- Tiroirs monoblocs en ABS facile à nettoyer
- Sellerie amovible
- Toutes les surfaces sont accessibles au nettoyage
- Porte rouleau intégré au dossier
- Bac gynécologique ABS amovible stérilisable

SÉCURITÉ

- Capacité jusqu'à 225kg
- Marchepieds avec roulettes autobloquantes

ACCESSIBILITÉ

- Marchepieds intégré escamotable
- Coussin d'extension pour les jambes (examen général)

ACCESSOIRES (en option)

- Possibilité de monter latéralement une lampe LED Welch Allyn ou Promotal
- Possibilité de monter un colposcope (en option)

DIMENSIONS

- Sans repose pied : L 143 x l 72 x H 84 cm
- Avec repose pied : L 195 x l 72 H 84 cm

Ritter®
by MIDMARK



 **MEDILOR**
Your medical partner