

AUTOCLAVES MIDMARK « Classe B »

Autoclaves iClanclave « Classe B » avec 2 ans de garantie!

Quick Steam Technology : 35 minutes pour un cycle « Classe B »




icanCLAVE[®]
Focus On Autoclave



- Icanclave 8 litres >> ~~2790.00~~ > 2590.00 €
- Icanclave 18 litres >> ~~3720.00~~ > 3120.00 €
- Icanclave 23 litres >> ~~4140.00~~ > 3450.00 €

*Rapide: stérilisation « Classe B » complète en 35 minutes !
Facile et simple d'utilisation
Pas besoin de raccordement à l'eau de ville*



En démonstration dans notre show-room

Promotions cryothérapie

 **CRYOALFA**

- Appareil polyvalent et très simple d'utilisation,
- Cartouche démontable (même sous pression !) avec valve intégrée
- Traitement rapide facile et fiable des lésions cutanées
- Délimitation très précise de la surface à traiter
- Sûr et précis pour l'utilisateur et le patient
- Excellente tolérance chez les patients notamment chez les enfants
- T° constante de -89°C N₂O (protoxyde d'azote)
- Bouton d'obturation ON/OFF
- Garantie totale : 2 ans



Cryoalfa S + 1 cartouche: 195.00 €
Cryoalfa S + 1 cartouche + valisette 205.00 €

Rapide, sûre, facile et efficace
Pourquoi payer plus cher?

Le Traitement haute technologie des lésions cutanées au cabinet et à domicile.
Efficace et rapide : 10 secondes suffisent pour congeler une surface d'un diamètre 8 mm sur une profondeur de 3 à 4 mm. Sans risque : le traitement est quasiment indolore.
L'appareil dispose d'un régulateur de débit permettant d'interrompre immédiatement l'application



Oxymètre pédiatrique et nourrissons

EDAN H100B avec capteur « FLEX » pédiatrique et nourrissons : 290.00 €

- L'oxymètre de pouls EDAN H100B est destiné à la surveillance continue ou ponctuelle de la saturation artérielle en oxygène
- Des alarmes visuelles et sonores peuvent être activées ou désactivées par le professionnel de santé, et configurées selon le type de personne surveillée : mode adulte, mode néonatal.
- L'alarme se déclenche lorsque la valeur de la SpO₂ ou la fréquence de pulsation du patient passe au-delà du seuil haut ou passe au-dessous du seuil bas.
- Une alarme sonore se déclenche également en cas de retrait intempestif du doigt.




EDAN




MEDILOR
Your Medical Partner

Prix valables jusqu'au 31-12-2023