

# Baxter

WELCH ALLYN ProBP2000 DIGITAL BP DEVICE



Combinaison de deux technologies innovantes  
SureBP® & FlexiPort®

## Caractéristiques

- Fiable. Rapide. Confortable.
- D'une simple pression sur un bouton, notre tensiomètre numérique ProBP 2000 effectue ses lectures en 20 secondes environ pour vous permettre de travailler rapidement dans votre milieu clinique.
- Notre algorithme novateur SureBP avec calcul de la moyenne permet à l'appareil de mesurer rapidement la tension artérielle pendant le gonflage du brassard pour assurer le confort du patient.
- L'appareil est compatible avec les brassards de tension artérielle réutilisables FlexiPort de Welch Allyn, de la taille enfant 9 à la taille de cuisse 13, et il respecte les normes AAMI en matière de précision.

**PACK TENSIOMETRE ProBP 2000  
ET LES BRASSARDS FLEXIPORT REUSE  
AVEC LA TAILLE ENFANT/ADULTE/OBESE**

**-OFFERT-**

**~~266,00€ TTC~~ - 191,00€ TTC**